





Dansac hulpmiddelen
Uw partner voor een gezonde huid


De unieke pH buffer van de Dansac TRE ring is ontworpen om de natuurlijke gezondheid van de huid te helpen behouden



- Gezonde huid is licht zuur (pH 4.0-6.0).
- = Zuurmantel¹:
fungeert als barrière tegen toxines en bacteriën.



- Spijverteringsenzymen zijn erg actief in hun bijna neutrale pH omgeving.
- Deze enzymen kunnen de pH van de huid beïnvloeden en de huidcellen afbreken.
- Resultaat = irritatieve contactdermatitis²



- De TRE technologie werd ontworpen om de natuurlijke pH balans van gezonde huid te helpen behouden.
- Vriendelijk voor de huid, onvriendelijk voor de spijsverteringsenzymen.

Afmetingen	Referentie	Doos	CNK	RIZIV
⊖ 18mm	072-48	10	3750 247	641071 - 904025000785

⊖ 48mm

↑ 2,3mm

⚖ 4g



- ✓ Bescherming op 3 niveaus
- ✓ Gemakkelijk te vormen
- ✓ Kan op de huid of de huidplaat aangebracht worden
- ✓ Bevat geen alcohol
- ✓ Makkelijk te bewaren verpakking

¹ Yosipovitch, G. Maibach, H.I, 1996 'Skin Surface pH: a protective acid mantle'.
Cosmetics & Toiletries magazine, Vol. 111, no. 12, p. 101

² Williams, J.D.L. Lyon, C.C. 2010. Dermatitis: Contact Irritation and Contact Allergy. In: Lyon, C.C. Smith, A. Abdominal stomas and their skin disorders. 2nd Edition. London: Informa UK, pp52-104

Dansac TRE ring

Bescherming op 3 niveaus:



pH balans

Ontworpen om het schadelijke effect van spijsverteringsenzymen op de huid aan te pakken.



Absorptie

Helpt het overtollige vocht te absorberen om zo de natuurlijke pH balans van de huid te behouden en te voorkomen dat de ring zijn eigenschappen verliest.



Adhesie

Ontworpen om voor een veilige en soepele afdichting te zorgen die de huid beschermt tegen output, terwijl de ring toch makkelijk te verwijderen is.





Dansac Soft Paste

Vult huidplooiën en littekens op

Volume	Referentie	Doos	CNK	RIZIV
50g	77550-0	1	2770 014	641071 - 904025000076
14,2g	77514-2	1	3750 262	641071 - 904025000076



Dansac Gordel

Helpt het materiaal op zijn plaats te houden

Lengte	Referentie	Doos	CNK	RIZIV
100cm (M)	09000-0000	1	2770 022	641012 - 904024000056
150cm (L)	090-01	1	2770 030	641012 - 904024000056



Dansac Skin Lotion

Reiniging van de peristomale huid zonder water

Type	Referentie	Doos	CNK	RIZIV
Doekjes	71000-0000	50	1509 017	Niet-terugbetaald product



Dansac Nodor S ontgeurder (druppels)

Ontworpen om geurtjes te voorkomen; voor discretie

Volume	Referentie	Doos	CNK	RIZIV
50ml	080-00	1	1508 977	Niet-terugbetaald product

Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing voor informatie over het gebruik, de contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies.

Dit document is bestemd voor verpleegkundigen.

Het Dansac logo, Dansac, TRE, en Nodor S zijn handelsmerken van Dansac A/S.
©2018 Dansac A/S - OST18N40

Dansac Belgium
Chaussée des Collines 52 - 1300 Wavre
010 23 04 78 - dansaccontact@dansac.com

www.dansac.be

dansac